

CUALIX RO 1000 GPD



ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA FLUJO DIRECTO

Máximo rendimiento y simplicidad en un equipo de dimensiones muy reducidas. Indicadores de calidad de agua y de cambio de cartuchos para conseguir un mantenimiento extremadamente sencillo.



CONEXIÓN RÁPIDA

Gira y extrae filtros y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.



FLUJO DIRECTO

No necesita depósito.



LEDS INDICADORES DE ESTADO

Información sobre calidad del agua y vida útil de los cartuchos.



ALTA EFICIENCIA

Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo.



CARTUCHOS Y MEMBRANA

originales y exclusivos



1000 GPD- Caudal punta 2,62LPM

Alto rendimiento para ofrecer gran caudal.



FLUSHING INTELIGENTE

Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos...).



AVISO AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO

A través de leds y sonido



MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SENCILLO


Cambia los filtros levantando y cerrando una pestaña

Cualix RO 1000 GPD ÓSMOSIS INVERSA FLUJO DIRECTO

Sistema de filtrado que contiene:


- 1.- Filtro PAC
- 2.- Membrana RO 1000 GPD

- Interfaz intuitiva con avisos de led para cartucho y membrana.
- Incluye grifo
- Caudal punta: 2,62 Lpm
- Membrana 1000GPD
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
- Presión de entrada: 1 a 4 Bar
- Temperatura de entrada: 4 a 38 °C
- Alimentación eléctrica: 24Vdc.
- Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc



MEDIDAS DEL EQUIPO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO
	A	B	C	
RO-8100-02	145	380	385	10 Kg



EMBALAJE Y TRANSPORTE

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			LOGÍSTICA
	A	B	C	
RO-8100-02C	578	260	486	Pallet 24 uds.

Ósmosis inversa de FLUJO DIRECTO de ALTA GAMA:

- 1 Cartucho
- 1 Membrana
- Conexión fácil y rápida
- 1000 GPD: gran caudal
- Sin depósito
- No ocupa espacio bajo el fregadero.



CÓDIGO	MODELO
CA-6100-02	Cartucho PAC
ME-6100-02	Membrana CUALIX 1000GPD
RO-8100-02C	Ósmosis Inversa flujo directo RO 1000 GPD CUALIX